


Zestaw do toracentezy/ paracentezy

Bezpieczna ewakuacja płynów z
jamy otrzewnowej i opłucnowej



Zestaw do toracentezy/ paracentezy

Zestaw do toracentezy/ paracentezy



Specyfikacja:

Oferowane zestawy są przeznaczone do ewakuacji płynów z jamy otrzewnowej i opłucnowej.

Ostre igły w zestawie łatwo przechodzą przez ścianę jamy brzusznej i klatki piersiowej

Zastosowanie igły Veresa zwiększa bezpieczeństwo pacjenta.

Wersja z miękkim cewnikiem pozwala na bezpieczne pozostawienie cewnika w jamie opłucnowej lub otrzewnowej do 30 dni i gwarantuje najlepsze zabezpieczenie przed uszkodzeniem narządów wewnętrznych. Znaczniki głębokości ułatwiają precyzyjne umiejscowienie cewnika.

Duży worek kolekcyjny umożliwia ewakuację płynów przez kranik trójdrożny lub zawór jednokierunkowy.

Każdy ruch tłoczka strzykawki redukuje ilość płynów w ciele pacjenta usuwając je do worka na wydzielinę.

Worek wyposażony jest w zawór spustowy umożliwiający jego całkowite opróżnienie.

Produkt jednorazowego użytku, sterylizowany tlenkiem etylenu.



REF	Specyfikacja	Ilo szt. w opakowaniu
0204-01SN	Zestaw do toracentezy/ paracentezy z 3 igłami z kranikiem trójdrożnym	24
0204-02SN	Zestaw do toracentezy/ paracentezy z 3 igłami z zaworem jednokierunkowym	24
0204-01VN	Zestaw do toracentezy/ paracentezy z igłą Veresa z kranikiem trójdrożnym	24
0204-02VN	Zestaw do toracentezy/ paracentezy z igłą Veresa z zaworem jednokierunkowym	24
0204-02PC	Zestaw do toracentezy/ paracentezy z zaworem jednokierunkowym, z miękkim cewnikiem	24